

Программное обеспечение

«Специализированное программное обеспечение (СПО-РИС)»

Программа предназначена для автоматизации деятельности лечебного учреждения в области получения, хранения, обработки цифровых данных с различного медицинского оборудования, и передачи графической диагностической информации, а также ведения карты пациента с централизованным хранением диагнозов и заключений. РИС поддерживает передачу диагностической информации, в том числе по защищенным каналам связи региональных и глобальных вычислительных сетей.

Область применения – медицина, предназначено для работы в медучреждениях широкого профиля.

Возможности

ПО СПО-РИС разделено на модули, выполняющие следующие функции:

- Модули регистратуры
 - Оповещение пациентов и работников о предстоящих обследованиях.
- Модули администрирования
 - Управление персональными электронными ключами пользователей.
 - Консоль администратора.
 - Централизованная настройка раскладок просмотра.
- Модули просмотра снимков
 - Упреждающая загрузка запланированных обследований.

Требования к установке:

- Системный блок:
 - Частота процессора не ниже 2,0 ГГц
 - Оперативная память, не менее 16 Гб
 - Жесткий диск, не менее 120 Гб
- Монитор:
 - Диагональ не менее 17".
- Клавиатура
- Мышь
- Операционная система - Microsoft Windows 7 или более поздняя версия