

АО «МТЛ»

**Специализированное программное
обеспечение (СПО-ЦОД) для Радиологической
Информационной Системы «ИнтегрИС-МТ»**

Руководство по установке



Оглавление

Глава 1:	Описание	3
Глава 2:	Характеристики программного обеспечения	3
Глава 3:	Требования к установке и эксплуатации	4
Глава 4:	Инструкция по установке	4
Глава 5:	Начало работы	4

Глава 1: Описание

Специализированное программное обеспечение (СПО-ЦОД) для Радиологической Информационной Системы «ИнтегрИС-МТ» (далее - ПО) с высокой степенью доступности обеспечивает хранение, протоколирование и передачу медицинских данных.

Область применения – медицина, предназначено для работы в медицинских учреждениях широкого профиля.

Глава 2: Характеристики программного обеспечения

ПО разделено на модули, выполняющие следующие функции:

- Модуль администрирования учетных записей пользователей – создание учетных записей пользователей;
- Модуль администрирования адресатов публикаций – настройка параметров публикации обследований;
- Модуль администрирования DICOM-шлюза – получение (сохранение) снимков/обследований по протоколу DICOM со сторонних серверов или АРМ, отправка сохраненных снимков на внешние узлы;
- Модуль запроса обследований с внешних узлов – обеспечение запроса данных у внешних DICOM-узлов по определенным поисковым параметрам.

Глава 3: Требования к установке и эксплуатации

Системные требования:

- системный блок:
 - частота процессора, не ниже 1,8 ГГц;
 - оперативная память, не менее 4 Гб;
 - жесткий диск, не менее 120 Гб;
- монитор с диагональю не менее 17”;
- клавиатура;
- мышь;
- операционная система - Microsoft Windows 7 или более поздняя версия.

Глава 4: Инструкция по установке

Установка и настройка ПО производится техническими специалистами АО «МТЛ».

Глава 5: Начало работы

1. На рабочем столе выбрать ярлык СПО-ЦОД.
2. В поле «логин» ввести admin.
3. В поле «пароль» ввести 123.