

## Программное обеспечение

### «Специализированное программное обеспечение (СПО-ЦОД) для Радиологической Информационной Системы «ИнтегрИС-МТ»»

Специализированное программное обеспечение (СПО-ЦОД) для Радиологической Информационной Системы «ИнтегрИС-МТ» с высокой степенью доступности обеспечивает хранение, протоколирование и передачу медицинских данных.

Область применения – медицина, предназначено для работы в медучреждениях широкого профиля.

#### **Возможности**

ПО СПО-ЦОД разделено на модули, выполняющие следующие функции:

- Модуль администрирования учетных записей пользователей – создание учетных записей пользователей;
- Модуль администрирования адресатов публикаций – настройка параметров публикации обследований;
- Модуль администрирования DICOM-шлюза – получение (сохранение) снимков/обследований по протоколу DICOM со сторонних серверов или АРМ, отправка сохраненных снимков на внешние узлы;
- Модуль запроса обследований с внешних узлов – обеспечение запроса данных у внешних DICOM-узлов по определенным поисковым параметрам.

#### **Требования к установке:**

- системный блок:
  - частота процессора, не ниже 1,8 ГГц;
  - оперативная память, не менее 4 Гб;
  - жесткий диск, не менее 120 Гб;
- монитор с диагональю не менее 17”;
- клавиатура;
- мышь;
- операционная система - Microsoft Windows 7 или более поздняя версия.